



ICX Das FAIRE Premium Implantat-System

DAS *ICX-multi*[®] KONZEPT

4-ON-ICX/6-ON-ICX





59,-€*
je ICX-Implantat
Alle Längen,
alle Durchmesser
*zzgl. MwSt.



4-ON-ICX (UK)

Brückenversorgung

6-ON-ICX (OK)



Das ICX-multi® Konzept: 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

Mit und ohne Navigation ist es möglich, ohne augmentative Verfahren zahnlose Patienten unter Verwendung geneigter Implantate bei überschaubaren Kosten feststehend zu versorgen.

Bei entsprechender Knochenqualität und Quantität ist sogar eine Sofortbelastung möglich.

Für viele Patienten kann sich deshalb auch wirtschaftlich der Traum von festen Zähnen erfüllen.


Die fairen Preise von unseren ICX-Implantaten tragen wesentlich dazu bei.

Das ICX-multi® Konzept ersetzt das OCC-Konzept

Brückenversorgung im Unterkiefer (4-on-ICX) mit dem ICX-multi® Konzept

- Keine Dezementierung oder Lockerung der distalen Pfeiler, da Implantatlager außerhalb des Verwindungsbereiches der Unterkieferspange
- Vier Implantate (Keine Nervlateralisation) • Feste Brückenversorgung • Reduzierung der Kosten


4-ON-ICX (UK)



Brückenversorgung im Oberkiefer (6-on-ICX) mit dem ICX-multi® Konzept

- Sechs Implantate (Gaumenfreie Versorgung) • Vermeidung von Sinuslift
- Reduzierung der Behandlungszeit • Reduzierung der Kosten

6-ON-ICX (OK)



ICX Das FAIRE Premium
Implantat-System

Die ICX-multi® Produktpalette:


Das ICX-multi® Konzept ersetzt das OCC-Konzept


erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-020-751705		17° ICX-multi Aufbau, 0,5mm mit hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-751715		17° ICX-multi Aufbau, 1,5mm mit hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-751735		17° ICX-multi Aufbau, 3,5mm mit hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-753505		35° ICX-multi Aufbau, 0,5mm mit hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-753515		35° ICX-multi Aufbau, 1,5mm mit hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-753535		35° ICX-multi Aufbau, 3,5mm mit hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-851705		17° ICX-multi Aufbau, 0,5mm ohne hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-851715		17° ICX-multi Aufbau, 1,5mm ohne hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-851735		17° ICX-multi Aufbau, 3,5mm ohne hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-853505		35° ICX-multi Aufbau, 0,5mm ohne hex	0,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-853515		35° ICX-multi Aufbau, 1,5mm ohne hex	1,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-853535		35° ICX-multi Aufbau, 3,5mm ohne hex	3,5mm H 2,2mm K	Titan	99,-*
C-020-750010		ICX-multi Aufbau, gerade, 1mm	1mm H 2,2mm K	Titan	39,-*
C-020-750020		ICX-multi Aufbau, gerade, 2mm	2mm H 2,2mm K	Titan	39,-*
C-020-750030		ICX-multi Aufbau, gerade, 3mm	3mm H 2,2mm K	Titan	39,-*

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.11)

Hinweis: H = Gingivahöhe
K = Länge des Stumpfes ab Präpgränze



 inkl. Verbindungsschraube

ICX Das FAIRE Premium
Implantat-System

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Die ICX-multi® Produktpalette:

Das ICX-multi® Konzept ersetzt das OCC-Konzept

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-multi Schutzkappe	Ø 4,8 Höhe = 4,6	Titan	19,-*
C-005-070001		ICX-multi Abformpfosten, geschlossen		Titan	29,-*
C-005-070002		ICX-multi Abformpfosten, offen plus Abformhilfe		Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-multi Modellanalog kurz, CAD/CAM		Titan	19,-*
C-020-951120		ICX-multi Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 Höhe = 12 kürzbar auf 4,1	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX-multi Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 Höhe = 12 kürzbar auf 4,1	Kunststoff ausbrennbar	19,-*
C-020-953120		ICX-multi Provisorium/ Bissregistrierung, Peek	Ø 4,8 Höhe = 12 kürzbar auf 4,1	Peek	19,-*
C-029-002010		ICX-multi Klebebasis	Ø 4,8 Höhe = 5,5	Titan	39,-*
C-030-000010		ICX-multi Scankappe		Peek	39,-*
C-031-100001		ICX-Maximus, 1mm für ICX-multi	Ø 4,8 Höhe = 4,4	Titan	39,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten		Edelstahl	49,-*
C-020-000001		ICX-multi Instrument SW 3,2 für gerade Aufbauten		Edelstahl	49,-*
C-029-002011		ICX-multi Klebebasis 0mm, geringe Prephöhe	Ø 5,4mm, H=5,5mm	Titan	39,-*

Einsatzbereich und Indikation









inkl. Verbindungsschraube

Das ICX-multi® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

ICX Das FAIRE Premium
Implantat-System




Das ICX-multi® Konzept: 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

Artikel-Nr.		Dimensionen	Material	*Preis €	
NEU C-020-956120	ICX-multi Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC Anschraubmoment = 27 Ncm Verwendung: mit NE angießbarer ICX-multi Prothetikaufbau	Ø 4,8mm H = 7mm	CoCr Biodur CCM/BC	49,-*	
NEU C-020-750000	ICX-multi Aufbau, gerade, 0mm Anschraubmoment = 30 Ncm mit Einbringer C-020-000001 Dieser Aufbau ist NICHT für die ICX-plus-Implantate zu verwenden!	Ø 4,8mm	Titan	39,-*	
NEU C-020-750001	ICX-plus multi Aufbau, gerade, 0mm	Ø 4,8mm	Titan	39,-*	
NEU C-020-955120	ICX-multi-Schweißaufbau Anwendung: Anschraubmoment = 27Ncm Dieser Aufbau dient dazu, mehrere Aufbauten mit einem Draht zu verschweißen.	Ø 4,8mm H = 12mm	Titan	39,-*	
NEU C-020-955121	ICX-multi-Schweißaufbau Anwendung: Anschraubmoment = 27Ncm Dieser Aufbau dient dazu, mehrere Aufbauten mit einem Draht zu verschweißen.	Ø 5,1mm H = 10,5mm	Titan	39,-*	

 inkl. Verbindungsschraube

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-multi® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

Artikel-Nr.	Neue Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €	
C-020-956120	ICX-multi Prothetikaufbau CrCo Anschraubmoment = 27 Ncm Verwendung: mit NE angießbarer ICX-multi Prothetikaufbau	Ø 4,8mm H = 7mm	CrCo	49,-*	 NEU!
C-020-750000	ICX-multi Aufbau, gerade, 0mm Anschraubmoment = 30 Ncm mit Einbringer C-020-000001 Dieser Aufbau ist NICHT für die ICX-plus-Implantate zu verwenden!	Ø 4,8mm	Titan	39,-*	 NEU!
C-020-955120	ICX-multi-Schweißaufbau Anwendung: Anschraubmoment = 27Ncm Dieser Aufbau dient dazu, mehrere Aufbauten mit einem Draht zu verschweißen.	Ø 4,8mm H = 12mm	Titan	39,-*	 NEU!

 inkl. Verbindungsschraube

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis (Euro)
		Preisliste ICX-multi® System		
	C-003-000005	ICX-multi Schutzkappe		19,-
	C-005-070001	ICX-multi Abformpfosten, geschlossen		29,-
	C-005-070002	ICX-multi Abformpfosten, offen		29,-
	C-006-010007	ICX-multi Modellanalog kurz, CAD/CAM		19,-
	C-015-100030	ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 mittel, für alle Schrauben der Aufbauten		49,-
	C-020-000001	ICX-multi Instrument SW 3,2		49,-
	C-020-750000	ICX-multi Aufbau, gerade, 0mm		39,-
	C-020-750010	ICX-multi Aufbau, gerade, 1mm		39,-
	C-020-750020	ICX-multi Aufbau, gerade, 2mm		39,-
	C-020-750030	ICX-multi Aufbau, gerade, 3mm		39,-
	C-020-751705	17° ICX-multi Aufbau, 0,5mm mit hex		99,-
	C-020-751715	17° ICX-multi Aufbau, 1,5mm mit hex		99,-
	C-020-751735	17° ICX-multi Aufbau, 3,5mm mit hex		99,-
	C-020-753505	35° ICX-multi Aufbau, 0,5mm mit hex		99,-
	C-020-753515	35° ICX-multi Aufbau, 1,5mm mit hex		99,-
	C-020-753535	35° ICX-multi Aufbau, 3,5mm mit hex		99,-
	C-020-851705	17° ICX-multi Aufbau, 0,5mm ohne hex		99,-
	C-020-851715	17° ICX-multi Aufbau, 1,5mm ohne hex		99,-
	C-020-851735	17° ICX-multi Aufbau, 3,5mm ohne hex		99,-
	C-020-853505	35° ICX-multi Aufbau, 0,5mm ohne hex		99,-
	C-020-853515	35° ICX-multi Aufbau, 1,5mm ohne hex		99,-
	C-020-853535	35° ICX-multi Aufbau, 3,5mm ohne hex		99,-
	C-020-951120	ICX-multi Prothetikaufbau, Titan		39,-
	C-020-952120	ICX-multi Prothetikaufbau, Kunststoff		19,-
	C-020-953120	ICX-multi Provisorium/Bissregistrierung, Peek		19,-
	C-029-002010	ICX-multi Klebebasis		39,-
	C-030-000010	ICX-multi Scankappe		39,-
	C-031-100001	ICX-Maximus-Kappe, 1mm für ICX-multi		39,-
	C-029-002011	ICX-multi Klebebasis 0mm, geringe Präphöhe		39,-
	C-020-956120	ICX-multi Prothetikaufbau CrCo		49,-
	C-020-955120	ICX-multi-Schweißaufbau		39,-

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 18.30 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Tages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

Für Bestellungen aus Österreich und der Schweiz werden bei einem Bestellwert unter 500,- € Portokosten berechnet.

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.04.11)

Praxis Stempel