

ICX

премиум имплантат
справедливая цена

ICX-SYSTEM

КАТАЛОГ 8.0



Future is now.

medentis
medical

ADM Trade
implant-depot AD 1996

+7 (499) 1960777 | www.volksimplantat.ru

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Значение символов на этикетках / вкладышах к продукту, цветовая кодировка	5
---	---

ХИРУРГИЯ

ИМПЛАНТАТЫ И СВЕРЛА ICX

Имплантаты ICX-PREMIUM/ICX-mini/ICX-plus.....	6
Имплантаты ICX-PREMIUM/ICX-plus в индивидуальных упаковках	6
Сверла ICX-PREMIUM	7/8
Имплантаты ICX-ACTIVE-MASTER	9
Имплантаты керамические ICX-ACTIVE-WHITE	9
Сверла и набор инструментов ICX-ACTIVE-MASTER.....	10

ОГРАНИЧИТЕЛИ СВЕРЛЕНИЯ ICX

Ограничители сверления ICX	11
Набор ограничителей сверления ICX	12

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И ТРАНСФЕРЫ

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ ICX

Заглушки и формирователи десны ICX	13
Абатменты временные ICX	14

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ CERICX

Формирователи десны и трансферы CERICX	15
--	----

ТРАНСФЕРЫ ICX

Трансферы ICX	16
---------------------	----

АНАЛОГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ICX

Аналоги лабораторные ICX	17
--------------------------------	----

ОРТОПЕДИЯ

1. Цементная фиксация

АБАТМЕНТЫ ICX

Абатменты стандартные ICX	18/19
Абатменты массив ICX.....	20
Абатменты фрезеруемые ICX	20
Абатменты балочные ICX.....	21

СОДЕРЖАНИЕ

Абатменты беззолные ICX	21
Абатменты ICX-plus	22
Основания титановые для ZirkonZahn®	22
Основания титановые для CAD/CAM и трансфер сканируемый ICX	22
Основания титановые для Cerec® и колпачки сканируемые для inLab 3D®	23

АБАТМЕНТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ CERICX

Абатменты керамические CERICX.....	24/27
------------------------------------	-------

2. Винтовая фиксация

ICX-multi КОНЦЕПЦИЯ (4-ON-ICX & 6-ON-ICX)

Абатменты ICX-multi с принадлежностями	28/30
--	-------

3. Замковая фиксация

АБАТМЕНТЫ ШАРОВЫЕ ICX-t-bona И МАТРИЦЫ

Абатменты ICX-t-bona	31
Ортопедия для имплантатов ICX-mini.....	31
Матрицы t-ессо и Dalbo®-Plus	32

АБАТМЕНТЫ ICX-MAXIMUS И МАТРИЦЫ

Абатменты ICX-MAXIMUS.....	33
Абатменты ICX-MAXIMUS для ICX-mini	34
Принадлежности ICX-MAXIMUS	35

АКСЕССУАРЫ

Набор инструментов ортопедический ICX	36
Инструменты и винты ICX.....	37/41
Премиллы ICX для CAD/CAM	42

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ/ВКЛАДЫШАХ К ПРОДУКТУ, ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

LOT

Артикул

REF

Наименование

STERILE A

Простерилизовано гамма-излучением



Использовать до указанного срока



Для одноразового использования



Внимательно прочитайте инструкции



Продукт удовлетворяет требованиям к медицинским изделиям директивы 93/42

БЕЛЫЙ ○ = Ø 2,9мм

ЖЕЛТЫЙ ● = Ø 3,45мм

КРАСНЫЙ ● = Ø 3,75мм

ЗЕЛЕНый ● = Ø 4,1мм

СИНИЙ ● = Ø 4,8мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ДИСКЛАЙМЕР


Реальный цвет и размер изделий отличается от приведенных в каталоге иллюстраций!

Размеры ортопедических компонентов:

GH - высота уступа от плеча имплантата

K - высота опорной части от уступа

L - общая высота от плеча имплантата



€ — все приведенные в настоящем каталоге цены пересчитываются в российские рубли по курсу евро ЦБ РФ на день оплаты с возможной, но не обязательной конвертационной надбавкой согласно договора, заключенного с покупателем

ICX-ИМПЛАНТАТЫ


ICX-Имплантаты / упаковка-6 шт.

68 евро *

ICX-mini имплантат белый (бесцветный), Ø 2,9мм

Артикул	
C-001-290080	ICX-mini имплантат Ø 2,9 x 8мм
C-001-290100	ICX-mini имплантат Ø 2,9 x 10мм
C-001-290125	ICX-mini имплантат Ø 2,9 x 12,5мм

Примечание: совместим только с заглушкой C-003-000004 ICX-mini



ICX-mini ключ для установки имплантата:
C-015-100006



ICX инструмент для закрепления t-bona:
C-015-100009



ICX ключ для установки абатментов t-bona:
C-015-100007




Ключ шестигранник t-bona 0,9мм:
960002




ICX-plus имплантат желтый, Ø 3,45мм

Артикул	
C-001-345065	ICX-plus имплантат Ø 3,45 x 6,5мм
C-001-345080	ICX-plus имплантат Ø 3,45 x 8мм
C-001-345100	ICX-plus имплантат Ø 3,45 x 10мм
C-001-345125	ICX-plus имплантат Ø 3,45 x 12,5мм




ICX-PREMIUM имплантат красный, Ø 3,75мм

Артикул	
C-001-390080	ICX Premium имплантат Ø 3,75 x 8мм
C-001-390100	ICX Premium имплантат Ø 3,75 x 10мм
C-001-390125	ICX Premium имплантат Ø 3,75 x 12,5мм
C-001-390150	ICX Premium имплантат Ø 3,75 x 15мм




ICX-PREMIUM имплантат зеленый, Ø 4,1мм

Артикул	
C-001-425080	ICX Premium имплантат Ø 4,1 x 8мм
C-001-425100	ICX Premium имплантат Ø 4,1 x 10мм
C-001-425125	ICX Premium имплантат Ø 4,1 x 12,5мм
C-001-425150	ICX Premium имплантат Ø 4,1 x 15мм



ICX-PREMIUM имплантат синий, Ø 4,8мм





















Артикул	
C-001-480080	ICX Premium имплантат Ø 4,8 x 8мм
C-001-480100	ICX Premium имплантат Ø 4,8 x 10мм
C-001-480125	ICX Premium имплантат Ø 4,8 x 12,5мм
C-001-480150	ICX Premium имплантат Ø 4,8 x 15мм




ICX-Premium
Набор инструментов
C-018-100003



СВЕРЛА ICX-PREMIUM

Артикул	ICX-PREMIUM сверло	Наименование
FIL-186RF		ICX бор кортикальный
C-014-006290		ICX сверло для D2-D4 Ø 2,9 белый II ○
C-014-007290		ICX сверло для D1 Ø 2,9 белый III ○
C-014-003345		ICX-plus сверло для D4 Ø 3.45 желтый I ●
C-014-006345		ICX-plus сверло для D2-D3 Ø 3.45 желтый II ●
C-014-007345		ICX-plus сверло для D1 Ø 3.45 желтый III ●
C-014-003375		ICX сверло для D4 Ø 3.75 красный I ●
C-014-006375		ICX сверло для D2-D3 Ø 3.75 красный II ●
C-014-007375		ICX сверло для D1 Ø 3.75 красный III ●
C-014-003410		ICX сверло для D4 Ø 4.1 зеленый I ●
C-014-006410		ICX сверло для D2-D3 Ø 4.1 зеленый II ●
C-014-007410		ICX сверло для D1 Ø 4.1 зеленый III ●
C-014-003480		ICX сверло для D4 Ø 4.8 синий I ●
C-014-006480		ICX сверло для D2-D3 Ø 4.8 синий II ●
C-014-007480		ICX сверло для D1 Ø 4.8 синий III ●
C-014-005345		ICX зенкер Ø 3.45 желтый ●
C-014-005375		ICX зенкер Ø 3.75 красный ●
C-014-005410		ICX зенкер Ø 4.1 зеленый ●
C-014-005480		ICX зенкер Ø 4.8 синий ●
C-014-000003		ICX фреза универсальная

СВЕРЛА ICX-PREMIUM



ICX

премиум имплантат
справедливая цена




ИМПЛАНТАТЫ ICX-ACTIVE-MASTER

ICX-ACTIVE-MASTER Имплантат **красный, Ø 3,75мм**

Артикул

АСМ-001-390080	ICX Active Master имплантат Ø 3,75 x 8мм
АСМ-001-390100	ICX Active Master имплантат Ø 3,75 x 10мм
АСМ-001-390125	ICX Active Master имплантат Ø 3,75 x 12,5мм
АСМ-001-390150	ICX Active Master имплантат Ø 3,75 x 15мм



ICX-ACTIVE-MASTER Имплантат **зеленый, Ø 4,1мм**

Артикул

АСМ-001-425080	ICX Active Master имплантат Ø 4,1 x 8мм
АСМ-001-425100	ICX Active Master имплантат Ø 4,1 x 10мм
АСМ-001-425125	ICX Active Master имплантат Ø 4,1 x 12,5мм
АСМ-001-425150	ICX Active Master имплантат Ø 4,1 x 15мм



















ICX-ACTIVE-MASTER Имплантат **синий, Ø 4,8мм**

Артикул

АСМ-001-480080	ICX Active Master имплантат Ø 4,8 x 8мм
АСМ-001-480100	ICX Active Master имплантат Ø 4,8 x 10мм
АСМ-001-480125	ICX Active Master имплантат Ø 4,8 x 12,5мм
АСМ-001-480150	ICX Active Master имплантат Ø 4,8 x 15мм



СВЕРЛА ICX-ACTIVE-MASTER






Артикул		Наименование
ACM-014-003290		ICX-ACTIVE-MASTER сверло пилотное
ACM-014-003375		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для мягкой кости Ø 3,75мм ●
ACM-014-006375		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для средней кости Ø 3,75мм ●
ACM-014-007375		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для плотной кости Ø 3,75мм ●
ACM-014-003410		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для мягкой кости Ø 4,1мм ●
ACM-014-006410		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для средней кости Ø 4,1мм ●
ACM-014-007410		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для плотной кости Ø 4,1мм ●
ACM-014-003480		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для мягкой кости Ø 4,8мм ●
ACM-014-006480		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для средней кости Ø 4,8мм ●
ACM-014-007480		ICX-ACTIVE-MASTER сверло для плотной кости Ø 4,8мм ●
ACM-014-004375		ICX-ACTIVE-MASTER метчик Ø 3,75мм ●
ACM-014-004410		ICX-ACTIVE-MASTER метчик Ø 4,1мм ●
ACM-014-004480		ICX-ACTIVE-MASTER метчик Ø 4,8мм ●
ACM-014-005375		ICX-ACTIVE-MASTER зенкер Ø 3,75мм ●
ACM-014-005410		ICX-ACTIVE-MASTER зенкер Ø 4,1мм ●
ACM-014-005480		ICX-ACTIVE-MASTER зенкер Ø 4,8мм ●

Набор инструментов ICX-ACTIVE-MASTER

	ACM-018-000006	ICX-ACTIVE-MASTER Набор инструментов



ОГРАНИЧИТЕЛИ СВЕРЛЕНИЯ ICX


Артикул	Наименование	Материал	
C-027-129080	ICX ограничитель сверления Ø 2,9мм x 8мм Цвет: ○ БЕЛЫЙ	Титан	
C-027-129100	ICX ограничитель сверления Ø 2,9мм x 10мм Цвет: ○ БЕЛЫЙ	Титан	
C-027-129125	ICX ограничитель сверления Ø 2,9мм x 12,5мм Цвет: ○ БЕЛЫЙ	Титан	
C-027-135080	ICX ограничитель сверления Ø 3,45мм x 8мм Цвет: ● ЖЕЛТЫЙ	Титан	
C-027-135100	ICX ограничитель сверления Ø 3,45мм x 10мм Цвет: ● ЖЕЛТЫЙ	Титан	
C-027-135125	ICX ограничитель сверления Ø 3,45мм x 12,5мм Цвет: ● ЖЕЛТЫЙ	Титан	
C-027-138080	ICX ограничитель сверления Ø 3,75мм x 8мм Цвет: ● КРАСНЫЙ	Титан	
C-027-138100	ICX ограничитель сверления Ø 3,75мм x 10мм Цвет: ● КРАСНЫЙ	Титан	
C-027-138125	ICX ограничитель сверления Ø 3,75мм x 12,5мм Цвет: ● КРАСНЫЙ	Титан	
C-027-141080	ICX ограничитель сверления Ø 4,1мм x 8мм Цвет: ● ЗЕЛЕНый	Титан	
C-027-141100	ICX ограничитель сверления Ø 4,1мм x 10мм Цвет: ● ЗЕЛЕНый	Титан	
C-027-141125	ICX ограничитель сверления Ø 4,1мм x 12,5мм Цвет: ● ЗЕЛЕНый	Титан	
C-027-148080	ICX ограничитель сверления Ø 4,8мм x 8мм Цвет: ● СИНИЙ	Титан	
C-027-148100	ICX ограничитель сверления Ø 4,8мм x 10мм Цвет: ● СИНИЙ	Титан	
C-027-148125	ICX ограничитель сверления Ø 4,8мм x 12,5мм Цвет: ● СИНИЙ	Титан	

НАБОР ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ СВЕРЛЕНИЯ ICX

Артикул	Наименование	Материал
C-027-000010	ICX кассета под ограничители сверления	Пластик
C-027-000100	ICX набор ограничителей сверления полный	Пластик стерилизуемый



Правильное извлечение ограничителя из кассеты



ЗАГЛУШКИ И ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ ICX

Артикул	Наименование	Размеры	Материал	
C-003-000001	ICX заглушка стандартная	GH 0мм	Титан	
C-003-000002	ICX заглушка стерильная (6 шт.)	GH 0мм	Титан	
C-003-000021	ICX заглушка 2мм голубая	GH 2мм	Титан	
C-004-444720	ICX формирователь десны «бутылочное горлышко» Ø 3,9/4,7мм	GH 2мм L 3,5мм	Титан	
C-004-444730	ICX формирователь десны «бутылочное горлышко» Ø 3,9/4,7мм	GH 3мм L 4,5мм	Титан	
C-004-444740	ICX формирователь десны «бутылочное горлышко» Ø 3,9/4,7мм	GH 4мм L 5,5мм	Титан	
C-004-444750	ICX формирователь десны «бутылочное горлышко» Ø 3,9/4,7мм	GH 5мм L 6,5мм	Титан	
C-004-004510	ICX формирователь десны конический Ø 4,7мм	GH 1мм	Титан	
C-004-004520	ICX формирователь десны конический Ø 4,7мм	GH 2мм	Титан	
C-004-004530	ICX формирователь десны конический Ø 4,7мм	GH 3мм	Титан	
C-004-004540	ICX формирователь десны конический Ø 4,7мм	GH 4мм	Титан	
C-004-004550	ICX формирователь десны конический Ø 4,7мм	GH 5мм		
C-004-004560	ICX формирователь десны конический Ø 4,7мм	GH 6мм	Титан	
C-004-006020	ICX формирователь десны конический широкий Ø 6мм	GH 2мм	Титан	
C-004-006030	ICX формирователь десны конический широкий Ø 6мм	GH 3мм	Титан	
C-004-006040	ICX формирователь десны конический широкий Ø 6мм	GH 4мм	Титан	
C-004-006050	ICX формирователь десны конический широкий Ø 6мм	GH 5мм	Титан	
C-004-006060	ICX формирователь десны конический широкий Ø 6мм	GH 6мм	Титан	
C-004-008030	ICX формирователь десны конический широкий Ø 8,0 x 3мм	GH 3мм	Титан	
C-004-008050	ICX формирователь десны конический широкий Ø 8,0 x 5мм	GH 5мм	Титан	

Примечание: Пожалуйста, фиксируйте все ICX заглушки и формирователи десны исключительно вручную. Момент затяжки не должен превышать 5-10 Н*см. При затяжке свыше 20 Н*см последующее вывинчивание может быть затруднено.

АБАТМЕНТЫ ВРЕМЕННЫЕ ICX

Артикул	Наименование	Размеры	Материал		
C-004-504720	ICX абатмент временный с шестигранником Ø 4,7мм	GH 2мм K 6мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-504740	ICX абатмент временный с шестигранником Ø 4,7мм	GH 4мм K 6мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-514720	ICX абатмент временный без шестигранника Ø 4,7мм	GH 2мм K 6мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-514740	ICX абатмент временный без шестигранника Ø 4,7мм	GH 4мм K 6мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-524706	ICX абатмент временный фрезеруемый Ø 5мм	L 6,5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-524708	ICX абатмент временный фрезеруемый Ø 5мм	L 8,5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-524710	ICX абатмент временный фрезеруемый Ø 5мм	L 10,5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-526006	ICX абатмент временный фрезеруемый Ø 7мм	L 6,5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-526008	ICX абатмент временный фрезеруемый Ø 7мм	L 8,5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		
C-004-526010	ICX абатмент временный фрезеруемый Ø 7мм	L 10,5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		

Винт соединительный лабораторный в комплекте
C-007-000002-01



Артикул	Наименование	Размеры	Материал		
C-004-034550	ICX-plus абатмент временный фрезеруемый 5мм	Ø 5мм L 5мм	ПЭЭК, стерилизуемый		

Винт соединительный массив в комплекте
C-011-000001-01



Артикул	Наименование	Размеры	Материал		
C-003-000100	ICX заглушка с формирователем костной манжеты/фиксатором мембраны	GH 0мм	Титан		



ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ И ТРАНСФЕРЫ CERICX

Артикул	Наименование	Размеры	Материал		
C-004-116002	CERICX формирователь десны титановый Ø 6,0 x 2мм	Ø 5,8мм GH 2мм	Титан		
C-004-116003	CERICX формирователь десны титановый Ø 6,0 x 3мм	Ø 5,8мм GH 3мм	Титан		
C-004-116004	CERICX формирователь десны титановый Ø 6,0 x 4мм	Ø 5,8мм GH 4мм	Титан		
C-005-020005	CERICX трансфер для закрытой ложки	Ø 7мм L 13мм	Титан		
C-005-030012	CERICX трансфер для открытой ложки	Ø 5,5мм L 9мм	Титан		
C-005-030011	CERICX трансфер для открытой ложки длинный 19мм	Ø 5,5мм L 16мм	Титан		

ICX трансферы для закрытой ложки

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-005-020002		ICX трансфер для закрытой ложки синий ●	L 11,5мм с колпачком	Титан
C-005-040010		ICX колпачок трансфера для закрытой ложки, 10шт синий ●		Пластик

ICX трансферы для открытой ложки

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-005-030001		ICX трансфер для открытой ложки	L 8мм	Титан
C-005-030002		ICX трансфер для открытой ложки длинный 11мм	L 15,5мм	Титан

АНАЛОГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ICX

Артикул		Наименование	Размеры	Материал	
C-006-010001		ICX аналог лабораторный	L 15мм	Титан	
C-006-010008		ICX-plus аналог лабораторный	L 11,7мм	Титан	
C-006-010003		ICX аналог лабораторный короткий для CAD/CAM	L 10мм	Титан	

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией:

тел.: +7 499 1960777

















e-mail: icx@implantat.ru


www.volksimplantat.ru




ICX
премиум имплантат
справедливая цена

АБАТМЕНТЫ СТАНДАРТНЫЕ ICX


Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-007-010501		ICX абатмент стандартный короткий Ø 5мм x 1мм	GH 1 мм K 4мм	Титан
C-007-010502		ICX абатмент стандартный короткий Ø 5мм x 2мм	GH 2 мм K 4мм	Титан
C-007-010503		ICX абатмент стандартный короткий Ø 5мм x 3мм	GH 3 мм K 4мм	Титан
C-007-010504		ICX абатмент стандартный короткий Ø 5мм x 4мм	GH 4 мм K 4мм	Титан
C-007-010505		ICX абатмент стандартный короткий Ø 5мм x 5мм	GH 5 мм K 4мм	Титан
C-007-010506		ICX абатмент стандартный короткий Ø 5мм x 6мм	GH 6 мм K 4мм	Титан
C-007-016501		ICX абатмент стандартный короткий широкий Ø 6,5мм x 1мм	GH 1 мм K 4мм	Титан
C-007-016502		ICX абатмент стандартный короткий широкий Ø 6,5мм x 2мм	GH 2 мм K 4мм	Титан
C-007-016503		ICX абатмент стандартный короткий широкий Ø 6,5мм x 3мм	GH 3 мм K 4мм	Титан
C-007-020501		ICX абатмент стандартный длинный Ø 5мм x 1мм	GH 1 мм K 7мм	Титан
C-007-020502		ICX абатмент стандартный длинный Ø 5мм x 2мм	GH 2 мм K 7мм	Титан
C-007-020503		ICX абатмент стандартный длинный Ø 5мм x 3мм	GH 3 мм K 7мм	Титан
C-007-020504		ICX абатмент стандартный длинный Ø 5мм x 4мм	GH 4 мм K 7мм	Титан
C-007-020505		ICX абатмент стандартный длинный Ø 5мм x 5мм	GH 5 мм K 7мм	Титан
C-007-020506		ICX абатмент стандартный длинный Ø 5мм x 6мм	GH 6 мм K 7мм	Титан







Винт соединительный в комплекте

 C-007-000001-01


Винт соединительный лабораторный в комплекте












 C-007-000002-01

АБАТМЕНТЫ СТАНДАРТНЫЕ ICX


Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-007-026501		ICX абатмент стандартный длинный широкий Ø 6,5мм x 1мм	GH 1 мм K 7мм	Титан
C-007-026502		ICX абатмент стандартный длинный широкий Ø 6,5мм x 2мм	GH 2 мм K 7мм	Титан
C-007-026503		ICX абатмент стандартный длинный широкий Ø 6,5мм x 3мм	GH 3 мм K 7мм	Титан
C-007-010500		ICX абатмент стандартный короткий узкий Ø 3,7 x 0мм	GH 0 мм L 5мм	Титан
C-007-020500		ICX абатмент стандартный длинный узкий Ø 3,7 x 0мм	GH 0 мм L 7мм	Титан
C-007-030500		ICX абатмент стандартный сверхдлинный узкий Ø 3,7 x 0мм	GH 0 мм L 9мм	Титан

Винт соединительный в комплекте


 C-007-000001-01

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-010-020015		ICX абатмент эстетик лайн угловой 15° 1,5мм	GH 1,5мм K 7мм	Титан
C-010-020025		ICX абатмент эстетик лайн угловой 15° 2,5мм	GH 2,5мм K 7мм	Титан
C-010-020035		ICX абатмент эстетик лайн угловой 15° 3,5мм	GH 3,5мм K 7мм	Титан
C-010-020050		ICX абатмент эстетик лайн угловой 15° 5,0мм	GH 5,0мм K 7мм	Титан
C-010-040015		ICX абатмент эстетик лайн угловой 25° 1,5мм	GH 1,5мм K 7мм	Титан
C-010-040025		ICX абатмент эстетик лайн угловой 25° 2,5мм	GH 2,5мм K 7мм	Титан
C-010-040035		ICX абатмент эстетик лайн угловой 25° 3,5мм	GH 3,5мм K 7мм	Титан
C-010-040050		ICX абатмент эстетик лайн угловой 25° 5,0мм	GH 5,0мм K 7мм	Титан
C-010-010010		ICX абатмент эстетик лайн прямой 0° 1,0мм	GH 1,0мм K 7мм	Титан
C-010-010030		ICX абатмент эстетик лайн прямой 0° 3,0мм	GH 3,0мм K 7мм	Титан






Винт соединительный в комплекте

 C-011-000001-01

Винт соединительный лабораторный в комплекте




 C-007-000002-01

Абатменты массив ICX


Артикул	Наименование	Размеры	Материал		
C-021-063200	ICX абатмент массив короткий узкий Ø 3,1мм x 0мм	GH 0мм L 8мм	Титан		
C-021-063300	ICX абатмент массив длинный узкий Ø 3,1мм x 0мм	GH 0мм L 11мм	Титан		
C-021-063401	ICX абатмент массив узкий Ø 4,1мм x 1мм	GH 1мм K 5,5мм	Титан		
C-021-063402	ICX абатмент массив узкий Ø 4,1мм x 2мм	GH 2мм K 5,5мм	Титан		
C-021-063403	ICX абатмент массив узкий Ø 4,1мм x 3мм	GH 3мм K 5,5мм	Титан		
C-021-065001	ICX абатмент массив Ø 5мм x 1мм	GH 1мм K 5,5мм	Титан		
C-021-065002	ICX абатмент массив Ø 5мм x 2мм	GH 2мм K 5,5мм	Титан		
C-021-065003	ICX абатмент массив Ø 5мм x 3мм	GH 3мм K 5,5мм	Титан		
950099	ICX ключ шестигранник 1,4мм короткий	L 24мм	Сталь хирургическая		
C-021-000002	ICX ключ для установки абатментов массив	L 25,6мм	Сталь хирургическая		

Примечание: Момент затяжки 30 Н*см. После снятия оттиска абатмент массив не должен выкручиваться.


Абатменты фрезеруемые ICX

Артикул		Наименование	Размеры	Материал	
C-009-100001		ICX абатмент универсальный фрезеруемый	L 9,5мм	Титан	
C-009-100002		ICX абатмент универсальный фрезеруемый длинный	L 14,5мм	Титан	
C-009-020001		ICX абатмент мезотелескопический фрезеруемый	L 9мм	Титан	

Винт соединительный в комплекте

 C-011-000001-01

Винт соединительный лабораторный в комплекте


 C-007-000002-01

АБАТМЕНТЫ БАЛОЧНЫЕ ICX, БЕЗЗОЛЬНЫЕ ICX


Абатменты балочные ICX

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-011-010002		ICX абатмент балочный золотой без шестигранника	L 9мм K 6,3мм 1,34g	Сплав специальный
C-011-030001		ICX абатмент балочный пластиковый с шестигранником	L 9мм K 6,3мм	Пластмасса беззольная
C-011-030002		ICX абатмент балочный пластиковый без шестигранника	L 9мм K 6,3мм	Пластмасса беззольная
C-011-020002		ICX абатмент балочный без шестигранника	L 9мм K 6,3мм	Титан
C-011-020003		ICX абатмент балочный без шестигранника длинный	L 13,5мм K 6,3мм	Пластмасса беззольная

Винт соединительный в комплекте

 C-011-000001-01


Винт соединительный лабораторный в комплекте

 C-007-000002-01


Абатменты беззольные ICX

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-008-010001		ICX абатмент приливаемый на золотое основание с шестигранником	GH 1мм	Сплав специальный
C-008-010002		ICX абатмент приливаемый на золотое основание без шестигранника	GH 1мм	Сплав специальный
C-008-030001		ICX абатмент пластиковый с шестигранником	GH 1мм K 7мм	Пластмасса беззольная
C-008-030002		ICX абатмент пластиковый без шестигранника	GH 1мм K 7мм	Пластмасса беззольная

Винт соединительный в комплекте


 C-011-000001-01


Винт соединительный лабораторный в комплекте

 C-007-000002-01









Абатменты ICX-plus

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-024-010501		ICX-plus абатмент короткий 0,25мм	GH 0,25мм K 5мм	Титан
C-024-020501		ICX-plus абатмент длинный 0,25мм	GH 0,25мм K 7,5мм	Титан
C-024-120501		ICX-plus абатмент длинный 0мм	GH 0мм (соответствует Ø шейки) K 7мм	Титан


ICX Винт соединительный
 C-007-000001-01


Винт соединительный лабораторный
 C-00

Основания титановые для CAD/CAM и трансфер сканируемый ICX

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-029-000004		ICX основание титановое для CAD/CAM 0мм	GH 0мм K 4мм	Титан
C-029-000002		ICX основание титановое для CAD/CAM 0,5мм	GH 0,5мм K 4мм	Титан
C-029-000008		ICX основание титановое для CAD/CAM 1,5мм	GH 0,5мм K 4мм	Титан
C-029-000007		ICX основание титановое для CAD/CAM 2,5мм	GH 2,5мм K 4мм	Титан
C-029-000022		ICX основание CrCo для литья 2,5мм	GH 0,5мм K 4мм	CoCr
C-029-001001		ICX основание титановое для CAD/CAM балочное	GH 0,5мм K 3,8мм	Титан
C-029-000005		ICX-plus основание титановое для CAD/CAM 0мм	GH 0мм K 4мм	Титан
C-030-000001		ICX трансфер сканируемый	L 12мм	ПЭЭК

Основания титановые для ZirkonZahn®

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-029-000021		ICX основание титановое для ZirkonZahn	GH 1мм K 4мм	Титан


Винт соединительный в комплекте
 C-011-000001-01

Винт соединительный лабораторный в комплекте
 C-007-000002-01


Основания титановые для Cerec® и колпачки сканируемые для inLab 3D®

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-029-000050		ICX основание титановое для Cerec 1мм с колпачком сканируемым	GH 1мм K 4,65мм	Титан
C-030-000052		ICX трансфер сканируемый для Cerec короткий	GH 2,5мм K 4,65мм	Титан
C-029-000051		ICX основание титановое для Cerec 2,5мм с колпачком сканируемым	GH 2,5мм K 4,65мм	Титан
C-030-000053		ICX трансфер сканируемый для Cerec длинный	GH 4мм K 4,65мм	Титан
C-030-000051		Колпачок сканируемый серый для Omnicam	–	ПЭЭК

Винт соединительный в комплекте

 C-011-000001-01

Винт соединительный лабораторный в комплекте

 C-007-000002-01

КЕРАМИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ CERICX

**ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ 15° АБАТМЕНТЫ С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ УСТУПОМ
ДЛЯ ВНУТРИРОТОВЫХ СКАНЕРОВ И CEREC® ТРЕХ ОТТЕНКОВ И ПЯТИ ВЫСОТ:**



ПРЕИМУЩЕСТВА АБАТМЕНТОВ CERICX ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ










- Больше не требуется снятие оттисков
- Нет расходов на снятие слепков
- Нет расходов на лабораторные аналоги
- Больше нет погрешностей при переносе ситуации из полости рта на модель
- Нет расходов на изготовление моделей
- Сниженные расходы на лабораторном этапе
- Дополнительный приток пациентов

В «СТАНДАРТ»
оттенок соответствует А3, В2




Артикул	В - «стандарт»	Наименование	Размеры	Материал
C-034-B00525		CERICX абатмент моляр 2,5мм	GH 2,5мм	Цирконий/ Титан
C-034-B00535		CERICX абатмент моляр 4,5мм	GH 3,5мм	Цирконий/ Титан

Реальный цвет и размер изделий отличается от приведенных в каталоге иллюстраций


Артикул	А - «светлый»	Наименование	Размеры	Материал
C-036-A10501		CERICX абатмент прямой светлый 1мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 1,2/3,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-A10502		CERICX абатмент прямой светлый 2мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 2,2/4,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-A10503		CERICX абатмент прямой светлый 3мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 3,2/5,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-A10504		CERICX абатмент прямой светлый 4мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 4,2/6,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-A10505		CERICX абатмент прямой светлый 5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 5,2/7,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-A20005		CERICX абатмент 15° светлый 0,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 1,2/3,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-A20015		CERICX абатмент 15° светлый 1,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 2,2/4,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-A20025		CERICX абатмент 15° светлый 2,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 3,2/5,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-A20035		CERICX абатмент 15° светлый 3,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 4,2/6,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-A20045		CERICX абатмент 15° светлый 4,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 5,2/7,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан

Винт соединительный в комплекте

 C-011-000001-01

Реальный цвет и размер изделий отличается от приведенных в каталоге иллюстраций





Артикул	В - «стандарт»	Наименование	Размеры	Материал
C-036-B10501		CERICX абатмент прямой 1мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 1,2/3,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-B10502		CERICX абатмент прямой 2мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 2,2/4,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-B10503		CERICX абатмент прямой 3мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 3,2/5,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-B10504		CERICX абатмент прямой 4мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 4,2/6,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-B10505		CERICX абатмент прямой 5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 5,2/7,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-B20005		CERICX абатмент 15° 0,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 1,2/3,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-B20015		CERICX абатмент 15° 1,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 2,2/4,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-B20025		CERICX абатмент 15° 2,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 3,2/5,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-B20035		CERICX абатмент 15° 3,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 4,2/6,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-B20045		CERICX абатмент 15° 4,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 5,2/7,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан




Винт соединительный в комплекте


C-011-000001-01

Реальный цвет и размер изделий отличается от приведенных в каталоге иллюстраций

Артикул	С- «темный»	Наименование	Размеры	Материал
C-036-C10501		CERICX абатмент прямой темный 1мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 1,2/3,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-C10502		CERICX абатмент прямой темный 2мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 2,2/4,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-C10503		CERICX абатмент прямой темный 3мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 3,2/5,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-C10504		CERICX абатмент прямой темный 4мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 4,2/6,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-C10505		CERICX абатмент прямой темный 5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 5,2/7,1мм K 6,5мм	Цирконий/ Титан
C-036-C20005		CERICX абатмент 15° темный 0,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 1,2/3,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-C20015		CERICX абатмент 15° темный 1,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 2,2/4,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-C20025		CERICX абатмент 15° темный 2,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 3,2/5,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-C20035		CERICX абатмент 15° темный 3,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 4,2/6,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан
C-036-C20045		CERICX абатмент 15° темный 4,5мм	Ø 5,5мм/ Ø 6,5мм GH 5,2/7,2мм K 7мм	Цирконий/ Титан




Винт соединительный в комплекте

 C-011-000001-01

АБАТМЕНТЫ ICX-MULTI® С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Минимальная высота 5,5 мм / ключ для окклюзионных винтов 1,2 мм

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-020-751705		ICX multi абатмент 17° 0,5мм с шестигранником	GH 0,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-751715		ICX multi абатмент 17° 1,5мм с шестигранником	GH 1,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-751735		ICX multi абатмент 17° 3,5мм с шестигранником	GH 3,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-753505		ICX multi абатмент 35° 0,5мм с шестигранником	GH 0,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-753515		ICX multi абатмент 35° 1,5мм с шестигранником	GH 1,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-753535		ICX multi абатмент 35° 3,5мм с шестигранником	GH 3,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-851705		ICX multi абатмент 17° 0,5мм без шестигранника	GH 0,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-851715		ICX multi абатмент 17° 1,5мм без шестигранника	GH 1,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-851735		ICX multi абатмент 17° 3,5мм без шестигранника	GH 3,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-853505		ICX multi абатмент 35° 0,5мм без шестигранника	GH 0,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-853515		ICX multi абатмент 35° 1,5мм без шестигранника	GH 1,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-853535		ICX multi абатмент 35° 3,5мм без шестигранника	GH 3,5мм K 2,2мм	Титан
C-020-750010		ICX multi абатмент прямой 1мм	GH 1мм K 2,2мм	Титан
C-020-750020		ICX multi абатмент прямой 2мм	GH 2мм K 2,2мм	Титан
C-020-750030		ICX multi абатмент прямой 3мм	GH 3мм K 2,2мм	Титан



Винт окклюзионный в комплекте






АБАТМЕНТЫ ICX-MULTI® С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-003-000005		ICX multi колпачок защитный	Ø 4,8 L 4,6мм	Титан
C-005-070001		ICX трансфер multi для закрытой ложки	L 11мм	Титан
C-005-070002		ICX трансфер multi для открытой ложки	L 13мм	Титан
C-006-010007		ICX аналог лабораторный multi короткий для CAD/CAM	L 11мм K 2,2мм	Титан
C-020-951120		ICX multi колпачок титановый	Ø 4,8 x 12	Титан
C-020-952120		ICX multi колпачок пластиковый беззольный	Ø 4,8 x 12	Пластмасса беззольная
C-020-953120		ICX колпачок multi временный пластиковый	Ø 4,8x 12	ПЭЭК
C-029-002010		ICX multi основание титановое 0 мм для керамических протезов	Ø 4,8 L 5,5мм	Титан
C-029-002011		ICX колпачок multi с пластиковой искусственной десной	Ø 5,4мм, L 5,5мм	Титан
C-030-000010		ICX multi колпачок сканируемый	L 12,5мм B 4,5мм T 6,5мм	ПЭЭК
C-031-100001		ICX колпачок multi-Maximus	Ø 4,8 L 4,4мм	Титан
C-015-100030		ICX ключ для окклюзионных винтов multi моноблок	1,2мм	Сталь хирургическая
C-020-000001		ICX ключ для установки абатментов multi	3,2мм	Сталь хирургическая



Винт окклюзионный в комплекте

АБАТМЕНТЫ ICX-MULTI® С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ






Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-020-956120		ICX multi колпачок приливаемый CrCo	Ø 4,8мм L 7мм	CoCr
C-020-750000		ICX multi абатмент прямой 0мм	Ø 4,8мм GH 0мм K 2,2мм	Титан
C-020-750001		ICX multi абатмент прямой 0мм для ICX-plus	Ø 4,8мм GH 0мм K 2,2мм	Титан
C-020-955120		ICX multi колпачок для сварки длинный тонкий	Ø 4,8мм L 12мм	Титан
C-020-955121		ICX multi колпачок для сварки короткий толстый	Ø 5,1мм L 10,5мм	Титан

 Винт окклюзионный в комплекте



www.volksimplantat.ru

АБАТМЕНТЫ ICX-t-bona

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-022-060001		ICX абатмент t-bona 1мм	GH 1мм	Титан
C-022-060002		ICX абатмент t-bona 2мм	GH 2мм	Титан
C-022-060003		ICX абатмент t-bona 3мм	GH 3мм	Титан
C-022-060004		ICX абатмент t-bona 4мм	GH 4мм	Титан
C-015-100007		ICX-ключ для установки абатментов t-bona	L 19мм	Сталь

Ортопедия для имплантатов ICX-mini Ø2,9мм

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-003-000004		ICX-mini заглушка	-	Титан
C-022-090001		ICX-mini абатмент t-bona 1мм с аналогом	GH 1мм	Титан
C-022-090002		ICX-mini абатмент t-bona 2мм с аналогом	GH 2мм	Титан
C-022-090003		ICX-mini абатмент t-bona 3мм с аналогом	GH 3мм	Титан
C-026-010501		ICX-mini абатмент массив цементируемый, Ø 2,9мм	Ø 5мм K 7мм	Титан






Проживайте! фиксируйте все ICX заглушки и формирователи десны исключительно вручную. Момент затяжки не должен превышать 5-10Н*см. При затяжке свыше 20Н*см последующее вывинчивание может быть затруднено.

МАТРИЦЫ T-ECCO И DALBO®-PLUS

Матрицы t-ессо

Артикул		Наименование	Материал
T-13825		T-ессо комплект	Специальный сплав
T-13833		T-ессо вставка цанговая стандартная	Специальный сплав
T-10571		Активатор/деактиватор T-Ессо	Титан
960002		Ключ шестигранник t-bona 0,9мм L 20мм	Сталь
C-015-100029		Ключ шестигранник t-bona 0,9мм моноблок L 35мм	Сталь

Матрицы Dalbo®-PLUS

Артикул		Наименование	Материал
DP-055890		Dalbo PLUS комплект	Специальный сплав
DP-055643		Dalbo PLUS вставка цанговая	Специальный сплав
DP-050068		Dalbo PLUS цанговая ремонтная при износе сферы $\varnothing 2,2-2,23$ мм	Специальный сплав
DP-055687		Dalbo PLUS цанговая ремонтная при износе сферы $\varnothing 2,17-2,2$	Специальный сплав
DP-072609		Dalbo PLUS отвертка/активатор	Титан

АБАТМЕНТЫ ICX-MAXIMUS



ICX абатменты Maximus

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-031-010001		ICX Maximus абатмент 1мм	GH 1мм	Титан
C-031-010002		ICX Maximus абатмент 2мм	GH 2мм	Титан
C-031-010003		ICX Maximus абатмент 3мм	GH 3мм	Титан
C-031-010004		ICX Maximus абатмент 4мм	GH 4мм	Титан
C-031-010005		ICX Maximus абатмент 5мм	GH 5мм	Титан

ICX Maximus винт соединительный

C-03


ICX абатменты Maximus моноблок

Артикул		Наименование	Размеры	Материал
C-031-020001		ICX Maximus абатмент моноблок 1мм	GH 1мм	Титан
C-031-020002		ICX Maximus абатмент моноблок 2мм	GH 2мм	Титан
C-031-020003		ICX Maximus абатмент моноблок 3мм	GH 3мм	Титан
C-031-020004		ICX Maximus абатмент моноблок 4мм	GH 4мм	Титан


Совместимо с системой LOCATOR™.

Абатменты ICX Maximus являются собственной разработкой medentis medical.

ICX-Maximus абатмент для Ø ICX-mini 2,9мм

Артикул		Наименование	Материал
C-031-030001		ICX Maximus абатмент для ICX-mini	Титан

ICX-Maximus колпачок для ICX-multi

Артикул		Наименование	Материал
C-031-100001		ICX Maximus колпачок для ICX multi	Титан

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?

*Пожалуйста, обращайтесь
за дополнительной информацией:*

тел.: +7 499 1960777

e-mail: icx@implantat.ru














www.volksimplantat.ru

www.volksimplantat.ru

ICX

*премиум имплантат
справедливая цена*

Принадлежности ICX-MAXIMUS






Артикул		Наименование	Материал
C-031-852700	 розовая	ICX Maximus вставка эластичная Жесткость средняя $\pm 10^\circ$ 4шт	Пластик
C-031-854700	 зеленая	ICX Maximus вставка эластичная Жесткость средняя $\pm 20^\circ$ 4шт	Пластик
C-031-852400	 прозрачная	ICX Maximus вставка эластичная Жесткость высокая $\pm 10^\circ$ 4шт	Пластик
C-031-852900	 синяя	ICX Maximus вставка эластичная Жесткость низкая $\pm 10^\circ$ 4шт	Пластик
C-031-854800	 красная	ICX Maximus вставка эластичная Жесткость низкая $\pm 20^\circ$ 4шт	Пластик
C-031-851500		ICX Maximus вставка лабораторная 4шт	Пластик
C-031-851902		ICX Maximus комплект 2шт	Титан/ Пластик
C-031-851910		ICX Maximus комплект 10шт	Титан/ Пластик
C-015-100032		ICX Maximus инструмент универсальный	Сталь
C-031-850501		ICX Maximus трансфер 4шт	Титан
C-031-853000		ICX Maximus аналог лабораторный 4шт	Титан
C-015-100018		Ключ для установки абатментов Locator	Сталь
C-015-100031		Ключ для установки абатментов Locator длинный	Сталь

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ICX

Артикул	Наименование	Материал
C-018-000101	ICX кассета под набор инструментов ортопедический	Пластик
C-018-000102	ICX набор инструментов ортопедический	Сталь хирургическая



ИНСТРУМЕНТЫ И ВИНТЫ ICX








Артикул		Наименование	Материал
960001		Ратчет (ключ динамометрический)	Сталь хирургическая
950098		Ключ шестигранник 1,4мм длинный	Сталь хирургическая
C-015-100025		Ключ шестигранник 1,4мм моноблок средний	Сталь хирургическая
960002		Ключ шестигранник t-bone 0,9мм	Сталь хирургическая
C-015-100030		ICX ключ для окклюзионных винтов multi моноблок	Сталь хирургическая
C-015-100007		ICX ключ для установки абатментов t-bone	Сталь хирургическая
C-020-000001		ICX ключ для установки абатментов multi	Сталь хирургическая
960007		Адаптер ключей универсальный ручной	Сталь хирургическая
960004		Удлинитель сверел универсальный	Сталь хирургическая
C-015-100005		ICX инструмент для извлечения абатмента	Сталь хирургическая

www.volksimplantat.ru






ICX

*премиум имплантат
справедливая цена*












ICX ключи и ICX-ACTIVE-MASTER ключи

Артикул		Наименование	Материал
C-015-100006		ICX-mini ключ для установки имплантата	Сталь хирургическая
C-015-100001		ICX ключ для установки имплантата короткий	Сталь хирургическая
C-015-100002		ICX ключ для установки имплантата средний	Сталь хирургическая
C-015-100004		ICX ключ для установки имплантата длинный	Сталь хирургическая
C-015-100021		ICX ключ для установки имплантата моноблок	Сталь хирургическая
C-015-100040		ICX ключ для установки имплантата длинный с фиксатором	Сталь хирургическая
C-015-100035		ICX ключ для установки имплантата моноблок с фиксатором	Сталь хирургическая

ICX принадлежности

Артикул		Наименование	Материал
C-015-100009		ICX инструмент для закрепления t-bone	Сталь хирургическая
C-014-230315		ICX маркер параллельности сверления Ø 2,35/3,15мм	Титан
C-014-350410		ICX маркер параллельности сверления Ø 3,5/4,1мм	Титан
C-014-006002		ICX трепан раскрывающий стандартный	Сталь хирургическая
C-015-100020		ICX рукоятка ключа для установки имплантатов	Сталь хирургическая


ICX ключи

Артикул		Наименование	Материал
950099		Ключ шестигранник 1,4мм короткий	Сталь хирургическая
950098		Ключ шестигранник 1,4мм длинный	Сталь хирургическая
950097		Ключ шестигранник 1,4мм супер длинный	Сталь хирургическая
C-015-100023		Ключ шестигранник 1,4мм моноблок короткий	Сталь хирургическая
C-015-100025		Ключ шестигранник 1,4мм моноблок средний	Сталь хирургическая
C-015-100024		Ключ шестигранник 1,4мм моноблок длинный	Сталь хирургическая
C-015-100033		ICX ключ для окклюзионных винтов multi	Сталь хирургическая
C-015-100030		ICX ключ для окклюзионных винтов multi моноблок	Сталь хирургическая
C-015-100036		ICX ключ для окклюзионных винтов multi длинный моноблок	Сталь хирургическая
960002		Ключ шестигранник t-бона 0,9мм	Сталь хирургическая
C-015-100029		Ключ шестигранник t-бона 0,9мм моноблок	Сталь хирургическая

ICX

премиум имплантат
справедливая цена


ICX винты


Артикул		Наименование
C-011-000001-01	 A collection of dental screws: one gold-colored, one purple, and several silver-colored, some with conical heads and others with hexagonal heads.	ICX винт соединительный массив


Артикул		Наименование
C-007-000001-01	 A collection of dental screws: one blue, one silver, and one grey, all with conical heads and hexagonal bases.	ICX винт соединительный

Артикул		Наименование
C-007-000002-01	 A collection of dental screws: one blue, one silver, and one grey, all with conical heads and hexagonal bases, similar to the previous table but with a different color scheme.	ICX винт соединительный лабораторный

ICX винты

Артикул		Наименование	Материал
C-020-000010-01		ICX multi винт соединительный	Титан

Артикул		Наименование	Материал
C-020-000011-01		ICX multi винт окклюзионный	Титан

Артикул		Наименование	Материал
C-031-000001-01		ICX Maximus винт соединительный	Титан



ПРЕМИЛЛЫ ICX ДЛЯ CAD/CAM

Премиллы ICX для CAD/CAM

Артикул		Наименование	Материал
D5-023-000021		ICX премилл для CAD/CAM Ø 12мм	Титан
D5-023-000023		ICX-plus премилл для CAD/CAM Ø 12мм	Титан
D5-023-000024		ICX премилл для CAD/CAM 0мм Ø 12мм	Титан




Соответствующий холдер удерживает до четырех премиллов.

Оригинальные премиллы ICX сочетают в себе безупречное токарно-фрезерованное качество интерфейса с гибкостью полностью индивидуализируемого блока.

Заводской интерфейс обеспечивает максимально возможную точность и герметичность соединения с имплантатом.

требований.

Цифровые данные (стратегии) для вашего CAM доступны бесплатно в сервисном разделе сайта [medentis.de](https://www.medentis.de)

Артикул		Наименование	Материал
D5-023-000026		ICX премилл для CAD/CAM medentica	Титан

ICX

премиум имплантат
справедливая цена



- ICX-PREMIUM (для надежного результата \varnothing 3,75 · \varnothing 4,1 · \varnothing 4,8мм)
- ICX-SlimBoy (тонкий интерфейс \varnothing 3,2 · \varnothing 3,4мм)
- ICX-ACTIVE-MASTER (для сложных условий \varnothing 3,75 · \varnothing 4,1 · \varnothing 4,8мм)
- ICX-mini (для фиксации покрывных протезов \varnothing 2,9мм)
- ICX-plus с полированной шейкой \varnothing 3,45мм)
- ICX-ACTIVE-WHITE керамические имплантаты)
- ICX-MAGELLAN (цифровая навигационная хирургия)

medentis
medical

ADM Trade
implant-depot AD 1996