



ICX-Implantate

ICX-mini Implantate  
weiß (vorher farblos),  
Ø 2,9mm



ICX-plus Implantate  
gelb, Ø 3,45mm



ICX-Implantate  
rot, Ø 3,75mm  
blau, Ø 4,8mm  
grün, Ø 4,1mm




ICX-Verschluss- und Heilkappen


ICX-Heilkappe Titan,  
bottle size  
Ø 3,9/4,7mm



ICX-Heilkappe  
Ø 4,5mm konisch




ICX-Heilkappe  
Ø 6mm konisch




Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante

ICX-Heilkappen individuell & individualisierbar

ICX-Heilkappe,  
individuell mit hex,  
Ø 4,7mm, Peek




ICX-Heilkappe,  
individualisierbar  
mit hex, Ø 5mm,  
Peek



Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante  
K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze


ICX-Titan-Aufbauten




Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante  
K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze

ICX-Abformpfosten

ICX-Titan Abdruckpfosten,  
offen, 2-teilig, Ø 4,5mm  
H = 4mm




ICX-Titan Abdruckpfosten,  
offen, lang, 2-teilig, Ø 4,5mm  
H = 11mm




ICX-Massivaufbauten

ICX-Massivaufbau-Mini,  
Ø 4,1mm,  
einteilig




ICX-Massivaufbau-Standard,  
Ø 5mm,  
einteilig



Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante  
K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze

ICX-t-bona Kugelkopf-System


ICX-t-bona Kugelkopf-System,  
Kugel-Ø 2,25mm  
inkl. Modellanalog



Hinweis: H = Höhe ab Implantatoberkante

ICX-plus-Aufbau

ICX-plus-Aufbau kurz 0mm,  
Ø 5mm, inkl. Labor- & Verbindungsschraube



ICX-Fangmann-Aufbauten

ICX-Fangmann-Aufbau,  
einteilig

