

ICX

премиум имплантат
справедливая цена

КРАТКИЙ

ОБЗОР СИСТЕМЫ

ИМПЛАНТАЦИИ

НАДЕЖНЫЙ

ПРАКТИЧНЫЙ

ВЫГОДНЫЙ



 ADM

€59,-

Любой тип и размер в упаковке по 6 штук

Внутрикостные части ICX**ICX-PREMIUM**

Основной и наиболее универсальный тип имплантата. Макродизайн обеспечивает прекрасную первичную стабильность, максимальный коэффициент контакта с костной тканью и наилучшее распределение функциональной нагрузки



розовый, Ø 3,3 mm (Narrow)*
красный, Ø 3,75 mm
зеленый, Ø 4,1 mm
синий, Ø 4,8 mm

длина 8/10/12,5/15

ICX-ACTIVE-MASTER*New**

Имплантат, расширяющий возможности системы в наиболее тяжелых условиях, таких как непосредственная имплантация с немедленной нагрузкой. Более выраженный конический профиль и широкие конденсирующие лопасти

розовый, Ø 3,3 mm (Narrow)
красный, Ø 3,75 mm
зеленый, Ø 4,1 mm
синий, Ø 4,8 mm

длина 8/10/12,5/15

ICX-TISSUE LEVEL*New****PREMIUM или ACTIVE-MASTER**

Непревзойденная надежность в зоне без высоких эстетических требований. Идеален для использования в дистальных отделах и с искусственной десной. Полированная шейка может быть частично погружена в костную ткань

желтый, Ø 3,45 mm (plus)
розовый, Ø 3,3 mm (Narrow)
красный, Ø 3,75 mm
зеленый, Ø 4,1 mm
синий, Ø 4,8 mm

длина 4,9**/6,5**/8/10/12,5

ICX-MINI

Для фиксации покрытий протезов. Поставляется с предустановленным для немедленной нагрузки шаровым абатментом Ø 2,25мм. Совместим с цанговыми замковыми креплениями Dalbo-Plus, t-bone и эластичными матрицами стороннего производства



белый, Ø 2,9 mm

длина 6,5/8/10/12,5

*- новинка, проходит регистрацию в РФ (кроме ICX-plus)

**- только в Ø 4,8mm

Набор инструментов

Полный набор инструментов для установки всех имплантатов и протезирования на них включает пять десятков наименований. В зависимости от типа кости применяется одно из трех сверл под каждый диаметр имплантата, что обеспечивает оптимальную конденсацию костной ткани и наилучшие условия для остеointеграции. При обширной номенклатуре набор компактен, надежен и удобен в работе.

~~2892 евро~~**990 ЕВРО**

Узнайте у менеджеров компании о возможностях получения стартового набора **БЕСПЛАТНО!**



Ортопедическое портфолио

Формирователи десны и трансферы

Заглушки и формирователи десны

от €16,5



Абатменты временные

€29



стандартный



фрезеруемый

Трансферы

€39



закрытый



открытые различной высоты



сканируемый

Аналоги лабораторные

€19



универсальный



ICX-plus



CAD/CAM

Цементная фиксация

Абатменты стандартные

от €39



Ø 3,7-6,5мм | высота уступа 0-6мм | высота над уступом 4-9мм | угол 0°/15°/25°



Абатменты фрезеруемые
при помощи параллелометра

€39



Абатменты балочные
для литья и сварки

от €29



беззолная пластмасса/золото



титан

Абатменты беззольные
для литья и приливания

от €29



золото



беззолная пластмасса



CoCr

Абатменты ICX-plus

€39



высота уступа 0-0,25мм



высота над уступом 5-7,5мм



Основания титановые для CAD/CAM
библиотека на medentis.de

€39



высота уступа 0-2,5мм



для Cerec®



Премиллы для CAD/CAM
библиотека на medentis.de

€39



ICX



ICX-plus



ICX для medentica®

Абатменты керамические CERICX
трех оттенков на титановом основании
для фронтальных зубов и моляров
0°/15

€99



Винтовая фиксация

Концепция ICX-multi
(4-ON-ICX & 6-ON-ICX)

от €39



высота уступа 0-0,25мм | 0°/17°/35°



трансферы | аналоги | колпачки

Замковая фиксация

Абатменты ICX-t-bona и матрицы

€59



высота уступа 1-4мм



регулируемые цанговые матрицы
из благородного сплава

Ортопедия для имплантатов ICX-mini

€59



заглушка



высота уступа 1-4мм



цементируемый колпачок

Абатменты ICX-MAXIMUS

€99



высота до «грибка» 1-5мм



для ICX-mini



для ICX multi

Матрицы ICX-MAXIMUS

€19



совместимы с системой Locator®



«Система ICX немецкого производства полностью удовлетворяет нас по качеству обработки поверхности, прецизионности и, несомненно, по ценовой категории.
Рекомендуем её для самого широкого применения в стоматологических клиниках России»

Олесова В.Н.
Президент РАСТИ



«Система ICX – одна из самых лучших систем.
Отличная ценовая политика, высокое качество, справляется со сложными ситуациями, возможны и одномоментные и отсроченные работы. Мы работаем на ней три года, очень довольны.
Советуем всем»

Куров Олег.
Владелец частной стоматологической клиники
Dental Crown, хирург



Скачайте полный каталог ICX
[всего 5,8 Mb]



Познакомьтесь с ICX подробнее
на официальном сайте

 **ADM Trade**
implant-depot AD 1996

Эксклюзивный дистрибутор ICX в России
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 15, корп. 1
+ 7 499 196 0777 + 7 499 196 0747
implantat.ru volksimplantat.ru

made
in
Germany